

Determinación de alcoholes II (alcohol sec-butílico) en aire - Método de adsorción en carbón / Cromatografía de gases

MTA/MA - 058/A05

NIPO 211-06-050-8

Palabras clave: Alcoholes, alcohol sec-butílico, aire, cromatografía de gases.

Índice

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. DEFINICIONES

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1 Gases

4.2 Reactivos

4.3 Disoluciones

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1 Aparatos y material para la toma de muestra

5.2 Aparatos y material para el análisis

6. TOMA DE MUESTRA

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1 Condiciones cromatográficas

7.2 Análisis cromatográfico

7.3 Determinación de la eficacia de desorción

8. CÁLCULOS

8.1 Determinación de la cantidad de alcohol presente en la muestra

8.2 Determinación de la concentración de alcohol en el aire muestreado

9. PRECISIÓN

10. BIBLIOGRAFÍA

ANEXO A: Validación del método

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de concentraciones de vapores en aire de alcohol sec-butílico presentes en los lugares de trabajo, mediante la captación en tubo conteniendo como adsorbente el carbón sintético denominado anasorb 747 y análisis por cromatografía de gases.

Siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación del INSHT (10.2) se ha validado el método para el alcohol sec-butílico, en un intervalo de concentración de:

32 mg /m³ a 650 mg /m³ de alcohol sec-butílico

Los límites inferior y superior de este intervalo corresponden aproximadamente a la décima parte y al doble del valor límite ambiental de exposición diaria (VLA- ED) (10.3) para muestras de 10 litros de aire captadas a 0,2 l/min. Los datos de validación se incluyen en el anexo A.

Este método también se podría utilizar en un intervalo de concentraciones más amplio que el indicado anteriormente. En cualquier caso, el límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del anasorb 747 utilizado, que se establece en función del volumen de ruptura (véase apartado 2 y Tabla 1 del anexo). El límite inferior depende de una serie de factores tales como blancos de muestra y reactivos, eficacia de desorción y nivel de ruido del detector.

El método podría ser aplicable, igualmente, a otros alcoholes dado el buen comportamiento que presentan en general estos compuestos con el adsorbente utilizado.

Se considera interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que el compuesto a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

Este método de toma de muestra y análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de alcohol sec-butílico en aire en muestreos personales y en lugares fijos, y puede ser utilizado para realizar mediciones para comparar con los valores límite y mediciones periódicas. También podría utilizarse para realizar mediciones para la evaluación aproximada de la concentración media ponderada en el tiempo (UNE EN 482) (10.1).



2. DEFINICIONES

2.1 Volumen de ruptura

Es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del tubo de muestreo, antes de que la concentración de contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada (10.2).

2.2 Sesgo

Es la desviación o diferencia de los resultados obtenidos aplicando un procedimiento de medida con respecto al valor aceptado como referencia (10.2).

2.3 Precisión

Es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el método repetidas veces bajo condiciones determinadas (10.2).

2.4 Incertidumbre global

Es una cantidad que combina el sesgo y la precisión, y que se utiliza para caracterizar, como un todo, la incertidumbre del resultado dado por un procedimiento de medida (10.1).



3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

Las muestras de alcohol sec-butílico en aire se obtienen haciendo pasar, con la ayuda de una bomba de muestreo personal, un volumen de 10 litros de aire a través de un tubo relleno de anasorb 747, quedando los vapores adsorbidos sobre el carbón.

El alcohol se desorbe con 1 ml de una mezcla binaria de N,N-dimetilformamida y sulfuro de carbono (60 ml + 40 ml) que contiene 1 µl de n-propilbenceno por ml de disolución como patrón interno. La disolución resultante se analiza en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama. A partir de la masa del alcohol en la muestra y del volumen de aire muestreado se obtiene la concentración ambiental.



4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1 Gases

4.1.1 Hidrógeno purificado

4.1.2 Aire sintético puro

4.1.3 Helio

4.2 Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1 Alcohol sec-butílico (2-butanol) [C₄H₁₀O] N° CAS - 78-92-2

NOTA: SUSTANCIA INFLAMABLE Y NOCIVA POR INHALACIÓN. Frases (R) 10-20. Frases (S) (2) 16. [Real Decreto 363/1995 \(10.4\)](#).

4.2.2 N,N-Dimetilformamida [C₃H₇ON] N° CAS – 68-12-2

NOTA: SUSTANCIA TÓXICA. Frases (R) 61-20/21-36. Frases (S) 53-45. [Real Decreto 363/1995 \(10.4\)](#).

4.2.3 Sulfuro de Carbono [S₂C] N° CAS 75-15-0

Debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés.

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICA. Frases (R) 11-36/38-48/23-62-63. Frases (S) 16-33-36/37-45. [Real Decreto 363/1995 \(10.4\)](#).

4.2.4 n-Propilbenceno (patrón interno) [C₆H₅ – C₂H₅] N° CAS - 100-41-4

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. [Real Decreto 363/1995 \(10.4\)](#).

4.3 Disoluciones

4.3.1 Disolución de desorción. Es una mezcla de N,N-dimetilformamida y sulfuro de carbono (60 ml + 40 ml) conteniendo n-propilbenceno como patrón interno en una concentración de 1 µl por ml de disolución.

4.3.2 Disoluciones patrón

4.3.2.1 Disoluciones para la determinación de la eficacia de desorción

4.3.2.1.1 Disolución primaria (A). Se prepara pesando 0,9 ml de N,N-dimetilformamida y 0,1 ml de alcohol sec-butílico con la balanza indicada en el [apartado 5.2.7](#). La concentración de esta disolución es de 0,081 mg/µl de alcohol sec-butílico.

4.3.2.2 Disoluciones para la calibración

La misma disolución primaria (A) descrita en el [apartado 4.3.2.1.1](#).

4.3.2.2.1 Disoluciones patrón para la calibración. Se preparan disoluciones patrón cuya concentración cubra el intervalo de aplicación del método, de 0,16 mg/ml a 6,6 mg/ml para el alcohol sec-butílico. Par la validación del método se han preparado 9 disoluciones adicionando 2, 4, 6 y 8 µl de la disolución primaria (A) ([4.3.2.1.1](#)) y 1, 2, 4, 6 y 8 µl de alcohol sec-butílico a viales que contienen 1 ml de disolución de desorción ([4.3.1](#)) para cubrir el intervalo de aplicación.

El procedimiento de preparación utilizado es el siguiente: se pesa un vial vacío ([5.2.4](#)), se le adiciona 1 ml de la disolución de desorción ([4.3.1](#)) y se vuelve a pesar. A continuación se le adicionan 2 •l de de disolución primaria (A) y se pesa de nuevo. La concentración de esta disolución patrón será de 0,16 mg de alcohol sec-butílico por ml de disolución de desorción.

NOTA: Todas las disoluciones han sido preparadas llevando a cabo un control gravimétrico (con balanza de precisión) de las mediciones volumétricas. Este control gravimétrico mejora la calibración y por ende la calidad de los resultados analíticos. Alternativamente las disoluciones pueden ser preparadas utilizando únicamente microjeringas y material volumétrico calibrado

5. APARATOS Y MATERIAL



5.1 Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1 Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo G, capaz de mantener un funcionamiento continuado durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo $\pm 5\%$. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE EN 1232 (10.5).

Para conectar la bomba y el tubo de carbón se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

5.1.2 Medidor de caudal externo, para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente a un patrón primario (trazable a patrones nacionales o internacionales). Es recomendable la utilización de un medidor de caudal de burbuja ya que sus lecturas son independientes de la temperatura y la presión atmosférica (CEN/TR 15230) (10.9).

5.1.3 Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama, de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos secciones de anasorb 747 separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La primera sección contiene 140 mg de anasorb 747 20/40 mallas y la segunda, 70 mg. Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de las muestras.

5.2 Aparatos y material para el análisis

5.2.1 Cromatógrafo de gases HP 6890N equipado con inyector automático HP 7863 y detector de ionización de llama.

5.2.2 Columna cromatográfica de sílice fundida de 25 m de longitud y 0,2 mm de diámetro interno de FFAP.

5.2.3 Sistema informático de tratamiento de datos

5.2.4 Viales de boca ancha, de 2 ml de capacidad, con tapones de sellado de aluminio y junta de politetrafluoroetileno.

5.2.5 Pipetas y material volumétrico de precisión para la preparación de disoluciones primarias. Se utiliza una pipeta de 1 ml para dispensar la disolución de desorción.

5.2.6 Microjeringas de precisión para la preparación de las disoluciones patrón para la calibración.

5.2.7 Balanza calibrada, para la preparación de los patrones de calibración y capaz de discriminar $\pm 0,005$ mg en el intervalo de 0-10 mg.



6. TOMA DE MUESTRA

6.1 Se calibra la bomba con un medidor de caudal, en condiciones representativas de la toma de muestra real, conectada a un tubo del mismo lote que los utilizados en el muestreo (UNE - EN 1232) (10.5). El caudal no debe exceder de 200 ml/min, recomendándose un volumen de muestreo de 10 litros (véase [Tabla 1 del anexo A](#)).

6.2 Se rompen los dos extremos del tubo de anasorb 747 justo antes de comenzar el muestreo. Se conecta la bomba al tubo de muestreo con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Se debe evitar toda conexión anterior a la entrada del tubo de muestreo, a fin de prevenir posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en las determinaciones.

6.3 Se coloca verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras en puntos fijos (5.2.2 de UNE - EN 689) (10.6) debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

6.4 Se pone en marcha la bomba para comenzar el muestreo y se anotan el caudal, la hora de comienzo y si fuera necesario, la temperatura y la presión atmosférica del aire.

6.5 Finalizado el muestreo se anota el tiempo transcurrido. Se desconecta la bomba, se retiran los tubos de muestreo y se cierran los extremos con los tapones de polietileno, etiquetando adecuadamente cada tubo.

NOTA: Algunas bombas de muestreo llevan incorporado un dispositivo indicador de funcionamiento defectuoso (al final del muestreo indica si el flujo de aire se ha reducido o interrumpido durante el mismo), o bien un sistema de desconexión automático (que detiene el funcionamiento de la bomba si surgen problemas). En ambos se puede conocer la duración real del muestreo y decidir sobre la validez de la muestra captada.

6.6 Por cada lote de muestras debe adjuntarse un tubo de muestra en blanco del mismo lote que los utilizados en el muestreo y

sometido a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.7 Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, pudiendo almacenarse a temperatura ambiente. El análisis se llevará a cabo dentro de los 14 días siguientes a la toma de muestra (véase [Tabla 1 del anexo A](#)).



7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1 Condiciones cromatográficas. Las condiciones de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en los [apartados 5.2.2 y 5.2.3](#) fueron las siguientes:

Temperatura del inyector:	200 °C
Temperatura del horno:	90 °C
Temperatura del detector:	230 °C
Gas portador Helio:	(división flujo 1/80)

7.2 Análisis cromatográfico

7.2.1 Calibración

La concentración de los patrones de calibración deberá ser tal que la concentración de las muestras a analizar se encuentre siempre dentro del intervalo que abarcan los patrones.

Para efectuar la calibración se analiza cada una de las disoluciones patrón preparadas según el [apartado 4.3.2.2.1](#), por triplicado, y en las mismas condiciones descritas para las muestras ([véase 7.2.3](#)).

Para cada concentración se calcula la relación de áreas (RA) como el cociente entre el área media del alcohol sec-butílico (A) y la del patrón interno ($A_{\text{patron interno}}$). Estas áreas corresponden a la media aritmética de las tres inyecciones mencionadas.

Se establece la ecuación de regresión lineal, representando la concentración frente al cociente de áreas correspondiente RA:

$$RA = m (c) + b$$

Donde:

RA es el cociente de áreas ($A/A_{\text{patron interno}}$).

m es la pendiente,

c es la concentración de alcohol sec-butílico expresada en mg / ml de disolución de desorción,

b es la ordenada en el origen de la recta de calibración.

NOTA: Una vez comprobado que la curva de calibración es lineal en todo el intervalo de aplicación del método, podría utilizarse la calibración a un solo nivel de concentración, sin que sea necesario repetir la calibración completa cada vez que se analiza.

7.2.2 Preparación de muestras y blancos

Se hace una muesca enfrente de la primera sección del tubo de anasorb 747 y se rompe el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Se transfiere la primera sección del tubo de anasorb 747 a un vial y se añade 1 ml de disolución de desorción ([4.3.1](#)) cerrándolo inmediatamente. Se agita el vial ocasionalmente durante un periodo de 30 minutos para completar la desorción. Se repite el mismo procedimiento para la segunda sección de anasorb utilizando otro vial.

7.2.3 Análisis de las muestras.

Se inyecta 1µl de las disoluciones resultantes de la desorción de las dos secciones del tubo de anasorb 747, preparadas según el [apartado 7.2.2](#), en el cromatógrafo de gases.

Se calcula la relación de áreas RA ([7.2.1](#)) correspondientes a los picos del alcohol sec-butílico.

La concentración del alcohol en mg/ml de disolución de desorción se obtiene interpolando los valores de RA en la recta de calibrado establecida en el [apartado 7.2.1](#)

7.3 Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción del alcohol puede variar con el lote de anasorb 747 utilizado, siendo necesario por tanto calcularla para cada lote en el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia se adicionaron 4 µl de la disolución primaria (A) (4.3.2.1.1) y 2, 4 y 8 µl de alcohol sec-butílico a:

- 6 viales que contienen 1 ml de disolución de desorción (4.3.1); estos viales se tratan como patrones, y
- 6 tubos que contienen 140 mg de anasorb 747; estas preparaciones se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurarse la completa adsorción, y se desorben con 1 ml de disolución de desorción de la forma descrita en el apartado 7.2.2. Estos tubos se tratan como muestras.

Las cantidades adicionadas a cada tubo y vial representan aproximadamente 0,1; 0,5; 1 y 2 veces el valor límite VLA-ED para un volumen de muestreo de 10 litros.

Tanto los tubos tratados como muestras como los viales tratados como patrones, se analizan de la forma descrita en el apartado 7.2.3.

A partir de los resultados obtenidos se obtiene el valor de la eficacia de desorción (ED) mediante la siguiente expresión:

$$ED = \frac{C_m}{C_p}$$

donde:

C_m : es la concentración media del alcohol para cada concentración en mg/ml obtenida del análisis de los tubos tratados como muestras (7.3),

C_p : es la concentración media del alcohol para cada concentración en mg/ml en los patrones (7.3).

De acuerdo con los datos de la [Tabla 2 del anexo A](#), la eficacia de desorción puede considerarse constante, e igual a 1,00, en todo el intervalo de aplicación del método.

Se recomienda calcular dicho valor en cada laboratorio y no utilizar aquellos tubos cuya eficacia de desorción sea inferior a 0,750 (UNE - EN 1076) (10.7).



8. CÁLCULOS

8.1 Determinación de la cantidad de alcohol presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de alcohol en la disolución de desorción (7.2.3) y teniendo en cuenta el valor de la eficacia de desorción obtenido según el apartado 7.3, se calcula la cantidad presente en la muestra, en miligramos, mediante la siguiente expresión:

$$m_s = \frac{c_1 + c_2}{ED} \times V_d$$

donde:

m_s es la cantidad de alcohol presente en la muestra en mg,

c_1 es la concentración de alcohol en mg/ml en la disolución resultante de la desorción de la sección frontal del tubo de muestreo,

c_2 es la concentración de alcohol en mg/ml en la disolución resultante de la desorción de la sección posterior del tubo de muestreo,

ED es la eficacia de desorción,

V_d es el volumen de disolución de la desorción en ml.

8.2 Determinación de la concentración de alcohol en el aire muestreado

Se calcula la concentración de alcohol en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

$$C = \frac{m_s}{V}$$

donde:

C es la concentración de alcohol en el aire muestreado en mg/m³,
m_s es la cantidad de alcohol presente en la muestra en mg obtenida en el [apartado 8.1](#),
V es el volumen de aire muestreado en m³.

Si se desea obtener la concentración expresada en mililitros por metro cúbico de aire (ppm), se aplica la siguiente expresión:

$$C_{\text{ppm}} = C \times \frac{24,0}{M} \times \frac{101,3}{P} \times \frac{T + 273,15}{293,15}$$

donde:

C es la concentración en el aire muestreado en mg/m³,
P es la presión del aire muestreado en kPa (10³ N/m²),
t es la temperatura del aire muestreado en °C,
M es el peso molecular del alcohol en g/mol,
24,0 es el volumen molar a 20° C y 101,3 kPa

9. PRECISIÓN

A partir de los datos del estudio intralaboratorio para la validación del método (véase [Tabla 1 del anexo A](#)), obtenidos con muestras captadas en atmósferas de alcohol sec-butílico de concentraciones conocidas, se calculó la precisión del método en términos de desviación estándar relativa, resultando ser inferior al 3 % en todo el intervalo de aplicación del método. Del mismo estudio se dedujo que el sesgo del método es inferior al 6 %.

La incertidumbre global del método, estimada como una combinación de sesgo y precisión según la Norma UNE-EN 482 ([10.1](#)), resultó ser inferior al 9 % en todo el intervalo ensayado.

10. BIBLIOGRAFÍA

1. UNE EN 482. Atmósferas en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medición de agentes químicos.
2. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. [Protocolo de validación para la determinación de gases y vapores orgánicos en un adsorbente sólido mediante un sistema activo. MTA/PV-I\(2\)/98.](#)
3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. [Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España 2005.](#) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
4. [Real Decreto 363/1995](#) ⁽¹⁾ de 10 de marzo (BOE de 5.6.95). Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Modificado el Anexo 1 por la Orden de 13.9.95 (BOE de 19.9.95).
5. UNE EN 1232. Atmósferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreos personales de agentes químicos.
6. UNE EN 689. Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición.
7. UNE EN 1076. Atmósferas en el lugar de trabajo. Tubos adsorbentes para la determinación de gases y vapores captados mediante bombeo. Requisitos y métodos de ensayo.
8. Occupational Safety and Health Agency. Organics Methods Evaluation. Method 100.
9. CEN/TR 15230.2005. Workplace atmospheres - Guidance for sampling of inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions.

ANEXO A VALIDACIÓN DEL MÉTODO

La validación del método ha sido llevada a cabo siguiendo los criterios establecidos en el "Protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un sistema activo" ([10.2](#)), y los resultados obtenidos están recogidos en las tablas de este anexo.

En el proceso de validación se ha utilizado una instalación de atmósferas controladas de concentraciones conocidas que se encuentra descrita en el citado Protocolo ([10.2](#)), y que permite realizar los ensayos a diferentes niveles de concentración y de humedad. La generación de la atmósfera de vapor del disolvente o disolventes de interés en aire se lleva a cabo utilizando un sistema dinámico de inyección del contaminante, por medio de una jeringa a una velocidad controlada, en una corriente de aire. La estabilidad de la atmósfera generada se verifica con la ayuda de un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de gases y una válvula de inyección gaseosa.

A.1 Volumen de ruptura (Tabla 1)

La determinación del volumen de ruptura (V_R) se llevó a cabo haciendo pasar el aire contaminado, procedente de la atmósfera de ensayo, a través de la primera sección de un tubo de anasorb 747 a 0,2 l/min.

La atmósfera utilizada en el cálculo del V_R ha sido generada inyectando alcohol sec-butílico, a un caudal de inyección de 1,6 μ l/min, en una corriente de aire que fluye a 2 l/min.

A.2 Eficacia de desorción (Tabla 2)

La determinación de la eficacia de desorción se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 7.3.

A.3 Influencia de la concentración y de la humedad relativa de la atmósfera (Tabla 3)

Las muestras utilizadas para el estudio de la influencia de la concentración y de la humedad relativa de la atmósfera se han captado a 0,2 l/min durante 50 minutos, en atmósferas generadas a 4 concentraciones que cubren el intervalo de aplicación del método y humedades relativas de aproximadamente 20 % y 80 %.

Estas atmósferas se han generado inyectando el alcohol sec-butílico de forma continuada a diferentes caudales de inyección en el intervalo de 0,08 μ l/min a 1,6 μ l/min en una corriente de aire que fluye aproximadamente a 2 l/min.

A.4 Estudio de estabilidad (Tabla 4)

Para establecer las condiciones de conservación y el tiempo que las muestras pueden permanecer almacenadas antes de ser analizadas, se han captado en un atmósfera con las mismas características indicadas en el apartado A.3, un total de 24 muestras para la concentración más alta y a una humedad relativa del 80%. De estas muestras, seis se han analizado el mismo día de su captación. Las otras 18 muestras se han dividido en tres lotes de seis muestras cada uno, conservándose y analizándose de acuerdo con el esquema presentado en la Tabla 4.

Tabla 1
Volumen de ruptura V_R

Compuesto	H_R (%)	C (mg/m^3)	Q_{TM} (l/min)	V (l)
Alcohol sec-butílico	79,2	632,9	0,05	> 11
	81,3	628,9	0,10	> 17
	81,7	636,7	0,19	36

C es la concentración generada en la atmósfera de ensayo,

H_R es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo,

Q_{TM} es el caudal de toma de muestra,

V_R es el volumen de ruptura. (Véase definición en el capítulo 2).

Tabla 2
Eficacia de desorción (ED)

Compuesto	C_p (mg/ml)	C_m (mg/ml)	n	DER (%)	ED
Alcohol sec-butílico	0,331	0,353	6	0,18	1,07
	1,679	1,764	6	0,91	1,05
	3,369	3,592	6	0,29	1,07
	6,743	6,743	6	0,18	1,06

C_p es la concentración media de cada acrilato en $\mu\text{g}/\text{ml}$ en los patrones (7.3.),

C_m es la concentración media de cada acrilato en $\mu\text{g}/\text{ml}$ obtenida del análisis de los tubos tratados como muestras (7.3.),

n es el número de determinaciones,

CV es el coeficiente de variación,

ED es la eficacia de desorción media.

Tabla 3
Muestreo/Análisis - Datos Intralaboratorio

Compuesto	HR (%)	CA (mg/m ³)	CR (mg/m ³)	DER (%)	SESGO (%)	IG (%)
Alcohol sec-butílico	20,8	32,51	31,91	1,44	-1,86	4,74
	18,9	153,32	158,69	0,61	3,50	4,73
	20,2	318,01	323,93	0,51	1,86	2,87
	18,6	623,71	650,37	1,04	4,27	6,36
	81	33,85	34,17	2,16	0,94	5,25
	81	164,04	166,25	1,89	1,35	5,13
	81	645,77	682,47	0,38	5,68	6,45

C_A es la concentración generada en la atmósfera de ensayo,

C_R es la concentración media recuperada de los tubos de anasorb 747 analizados al día siguiente a su captación,

H_R es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo,

DER es la desviación estándar relativa

SESGO es el sesgo relativo expresado como $100 \times |C_R - C_A| / C_A$,

IG es la incertidumbre global (UNE EN 482) (10.1.), expresada en porcentaje, por una combinación del sesgo y de la precisión, mediante la expresión:

$$\frac{|C_R - C_A| + 2s}{C_A} \times 100$$

Tabla 4
Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto	Días	T	CRF (t días) (mg/m ³)	DER (%)	Dif (%)
Alcohol sec-butílico	0		682,47	0,38	
	7	ambiente	675,02	0,13	-1,09
	14	ambiente	678,53	0,51	-0,58
	14	refrigeradas	681,30	1,17	-0,17

C_{RF} (t días) es la concentración media recuperada en la 1ª parte del tubo analizado al cabo de t días desde la toma de muestra,

CV es el coeficiente de variación,

Dif es la diferencia en porcentaje entre la concentración media recuperada de los tubos, analizados al cabo de t días y analizados al día siguiente a la captación,

T^a es la temperatura de almacenamiento de las muestras.

NOTA: La concentración de la atmósfera generada para llevar a cabo este experimento fue de 645,77 mg/m³ de alcohol sec-butílico y la humedad relativa fue del 81 %.

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 Centro Nacional de Verificación de Maquinaria
 Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA)
 Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678
 Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

Revisión normativa

(1) [Real Decreto 363/1995](#) sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se trata de mantener actualizados



[Advertencia](#)

© INSHT